

● ABSAUGANLAGE SG-10

Der starke Universal-Sauger



Technische Informationen

Flexibel, kompakt und besonders leistungsstark: Die SG-10 ist ein vielseitiger Alleskönner für den breiten Einsatz vom Poliermotor bis zum Strahlgerät. Wie alle Wassermann Absauganlagen, die nach dem Niederdruckprinzip konzipiert sind, saugt sie die maximale Luftmenge mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit ab. Der Vorteil: Ein entspanntes und leises Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer ist der Lüftermotor vollkommen verschleiß- und wartungsfrei.

- stufenlose Leistungsregelung per Bedienelement
- modular aufgebautes Filtersystem für unterschiedliche Einsatzzwecke
- innovatives Filterkonzept
- unterschiedliche Filter optional erhältlich: vom Aktivkohlefilter bis zum großvolumigen Gipsvorfilter
- empfohlene Version für Strahlgerät Cemat-NT und Puna
- hochwertige Verarbeitung
- Filtersättigungsanzeige

Technische Daten und Zubehör

SG-10 SG-10 Kohlefilterbetrieb	Artikel Nr.: 140988 Artikel Nr.: 140987*
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,75 A
Leistung	110 W
Maße B x H x T	348 (ohne Stecker) x 423 x 270 mm 348 (ohne Stecker) x 672 x 270 mm*
Gewicht	8,2 kg je nach Ausstattung
Schallpegel	< 70 dB (A)
Saugleistung	600 m ³ /h (freiblasend) 270 m ³ /h (in Betrieb)
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker	140022
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) klein, Staubklasse M (nur 140988)	—
Drehzahlregler, mont.	140440
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) groß, Staubklasse M*	610074
Modul Filtererweiterung (ohne Filter)*	140410
Modul Aktivkohlefilter (mit Filter)*	140424
Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche, Staubklasse M, 1 Satz = 4 Stück	611010
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß) groß, Kl.1 / Kl. 2	610073
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) groß, Staubklasse M	610074
Ersatz-Filterkassette, kpl.	140435
Ersatz-Aktivkohlefilter, kpl.*	140436

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Universal-Absauganlage nach dem Niederdruckprinzip
- stufenlose Leistungsregelung per Bedienelement
- für Dauerbetrieb geeignet, hochwertige Verarbeitung
- modular aufgebautes System
- wartungs- und verschleißfrei
- umfangreiches Sonderzubehör erhältlich
- Filtersättigungsanzeige
- leicht zu wechselndes Filtersystem
- hochwertige Verarbeitung

www.wassermann-dental.com