

## ● ABSAUGANLAGE SG-1/2 D

Der starke Universal-Sauger



### Technische Informationen

Flexibel, kompakt und besonders leistungsstark: Die SG-1/2 D ist ein vielseitiger Alleskönner für den breiten Einsatz vom Poliermotor bis zum Strahlgerät. Wie fast alle Wassermann Absauganlagen nach dem Niederdruckprinzip konzipiert, saugt sie die maximale Luftmenge mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit ab. Der Vorteil: ein entspanntes, da nahezu lautloses Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer ist der Lüftermotor vollkommen verschleiß- und wartungsfrei. Abgerundet wird die Leistungspalette der SG-1/2 D durch die automatische Abschaltung - auch der Peripheriegeräte - bei Filtersättigung und die großvolumige Mikro-Feinstaub-Filtertasche.

- Universal-Absauganlage mit Filtersättigungsanzeige
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten, empfohlene Version für Strahlgerät Cemat-NT
- vollkommen vibrationsfreier und geräuscharmer Lauf
- automatische Abschaltung - auch der angeschlossenen Geräte - bei Filtersättigung
- Umschaltung auf Dauerbetrieb möglich
- integrierte Steckdose für die schnelle Stromversorgung angeschlossener Peripheriegeräte
- hochwertige Verarbeitung

# ● Technische Daten und Zubehör

SG-1/2 D	Artikel Nr.: 140997
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Leistung	105 W
Stromaufnahme	0,5 A
Stromaufnahme Anschlussgeräte	max. 2 A
Maße B x H x T	410 x 460 x 185 mm
Gewicht	12,7 kg
Schallpegel	61 dB(A)
Saugleistung	360 m <sup>3</sup> /h (freiblasend)

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker	140022
Ableitblech	140108
Mikro-Feinstaub-Filtertasche	---
Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (Staubklasse M), 1 Satz = 3 Stück	611015
Ersatz-Filtertasche für Gips (Kl.1 / Kl.2), 1 Satz = 3 Stück	611017

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Feinstrahlgerät Cemat-NT 4  
mit automatischem Stativ  
und Absaugung SG-1/2 D

## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Universal-Absauganlage nach dem Niederdruckprinzip
- nahezu lautloser Betrieb, kein Auskühlen der Hände
- für Dauerbetrieb geeignet, hochwertige Verarbeitung
- vollkommen wartungs- und verschleißfrei
- großvolumige Mikro-Feinstaub-Filtertasche
- umfangreiches Sonderzubehör erhältlich

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)