

Polyquick 260

Druckpolymerisationsautomat und Druckverdichter



- kompaktes Tischgerät für das Druckpolymerisieren bis 105°C im Wasserbad
- bis zu drei Polymerisationsstufen stufenlos einstellbar
- zusätzlicher Betrieb als Druckverdichter (unbeheizt)
- schnelle Entleerung
- mit eigener Menüführung für den jeweiligen Modus
- sekundengenaue Anzeige der Restzeit
- leistungsstarke, elektronisch gesteuerte Heizung für optimale Wassertemperatur
- sehr großes Fassungsvermögen Ø 240 mm
- nutzbare Tiefe 160 mm, verwendbar für extra große Artikulatoren
- Überdruckventil zum Schutz vor Funktionsstörungen
- Zeit- und Kostenersparnis Dank Thermoisolierung
- wartungsarm und leicht zu pflegen

Der neue **Polyquick 260** ist ein Druckpolymerisationsautomat für die Heiß- und Kaltpolymerisation von Kunststoffen. Optimale Polymerisations-ergebnisse durch eine maximale Betriebstemperatur von 105°C und einem Betriebsdruck von bis zu 5 bar. Im Automatikbetrieb kann ein Polymerisationszeitraum bis zu 99 Stunden vorgewählt werden. Er überzeugt durch ein besonders großes Drucktopfvolumen und ist somit auch zur Aufnahme von extra großen Artikulatoren bzw. zur Aufnahme von bis zu 6 Messingküvetten inklusive Bügel geeignet. Das Touchscreen-Multifunktionsdisplay und die neu entwickelte Steuerung ermöglichen dem Anwender die relevanten Parameter schnell und einfach über selbsterklärende Symbole festzulegen. Der Polyquick 260 kann auch als Druckverdichter ohne Heizung betrieben werden.



www.wassermann.hamburg

Wir senden Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Vielen Dank für Ihre Kontaktdaten.
Ihr Wassermann Hamburg Team

Firma:
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ, Ort:
Tel.:
E-Mail:

Datum:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com ·
www.wassermann.hamburg