

## ● WACHSAUSBRÜH- UND POLYMERISATIONSAUTOMAT WAPO-EX

Die perfekte Kombination für jeden Tag



### Technische Informationen

Ein starkes Duo: Der Wapo-Ex von Wassermann ist Wachsausbrüh- und Polymerisationsautomat in einem. Dabei besticht der Wapo-Ex besonders durch seine Effizienz. Dank seiner separaten Kammern können bei diesem Tischgerät Ausbrühen und Aushärten parallel durchgeführt werden – selbstverständlich minuten- bzw. gradgenau. Das ausgereifte Multifunktionsdisplay erlaubt vielseitige Funktionen in der Anwendung und reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung. Zusätzlich verfügt der Wapo-Ex über eine optimale Behälter-Thermo-isolierung und ist deshalb besonders Energie sparend. Dazu garantiert die hochwertige Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl Langlebigkeit und geringen Verschleiß.

- kombiniertes Tischgerät zum Ausbrühen und Polymerisieren; gleichzeitige Anwendung möglich
- vielseitiges und informatives Multifunktionsdisplay mit Zeitschaltuhr, minuten- bzw. gradgenau einstellbar
- Kapazität: 4 Küvettenhälften zum Ausbrühen, 6 Küvetten zum Polymerisieren
- in der Werkseinstellung wird die Hauptpolymerisation 90 Minuten vor dem Programmende mit 95° C automatisch eingeleitet - die Wahl von 3 Zeiten und 3 Temperaturen ist darüber hinaus möglich
- reproduzierbare Arbeitsgänge durch programmierbare Ausbrühabläufe und ein Standardprogramm
- integrierte Handbrause zum manuellen Ausbrühen
- energiesparende Thermoisolierung
- optische und akustische Wassermangelanzeige

# ● Technische Daten und Zubehör

Wapo-Ex	Artikel Nr.: 170996
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	550 x 570 x 400 mm
Gewicht	35,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	ca. 20 l

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Service-Paket (Filter, Kalklöser, Wachslöser)	170020
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") -1,5 m	320030
Schlauchschelle D20 - 32 x 12,2	322017

Zubehör	Artikel Nr.:
Service-Paket (Filter, Kalklöser, Wachslöser)	170020
Fahrbares Untergestell	170100
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") per lfd. Meter	320030

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Kombinationsgerät zum Ausbrühen und Polymerisieren
- hohe Effizienz durch die Möglichkeit der parallelen Anwendung
- vielseitige Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten
- einfache Handhabung
- besonders langlebig
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, leicht zu pflegen

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)