

● AUTOMATISCHES STATIV

Beste Haltungsnoten in allen Lagen



Technische Informationen

Wenn Sie Haltung bewahren wollen, kommen Sie am automatischen Stativ von Wassermann auf keinen Fall vorbei. In Sekundenschnelle wird es über den elektronischen Fußschalter variabel an jede Körpergröße angepasst - selbst bei sitzenden Tätigkeiten. Dies bewirkt eine optimale Körperhaltung und ein ermüdungsfreies Arbeiten.

- automatisches Stativ für ergonomisch optimales Arbeiten
- variabel einstellbar von 740 – 1090 mm
- mit einer maximalen Hubkraft von 120 kg für fast alle auf dem Markt erhältlichen Geräte geeignet
- serienmäßig mit Überlastungsschutz des Motors ausgestattet

Technische Daten und Zubehör

Automatisches Stativ Fremdgeräte	Artikel Nr.: 146150
Automatisches Stativ WP-Ex 3000 II / 2000 II	Artikel Nr.: 146170*
Automatisches Stativ WP-Ex 3000 / 2000	Artikel Nr.: 146140**
Automatisches Stativ Cemat-NT	Artikel Nr.: 190420***
Automatisches Stativ WP-Ex 80	Artikel Nr.: 146103****
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	3,1 A
Leistung	660 W
Maße B x min./max. H x T	650 x 740/1090 x 560 mm, 675 x 740/1090 x 560 mm*, 630 x 740/1090 x 540 mm**, 662 x 740/1090 x 586 mm***, 790 x 740/1090 x 510 mm****
Gewicht	39,7 kg, 39,7 kg*, 34,5 kg**, 43,8 kg***, 39,7 kg****
Hub	350 mm
max. Last	1200 N (axial) / 120 kg
Hubgeschwindigkeit	ca. 20 mm / sek.

Zubehör	Artikel Nr.:
Zwischenschublade** 630 x 90 x 555 mm (WP-Ex 3000 / 2000)	146060



*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Automatisches Stativ mit WP-Ex 3000



Automatisches Stativ mit Cemat-NT 4
und Absauganlage SG-1/2 D



Automatisches Stativ mit WP-Ex 80

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- automatisches Stativ mit max. 120 kg Hubkraft
- erlaubt ergonomisch optimales Arbeiten – auch im Sitzen
- min. / max. Arbeitshöhe 740 / 1090 mm
- serienmäßig mit Überlastungsschutz des Motors
- auch für Fremdgeräte geeignet

www.wassermann-dental.com