

● WACHSAUSBRÜHAUTOMAT

WAPO-Ex 12 II

Ausbrühen auf
die effiziente Art



Technische Informationen

Der Wapo-Ex 12 verbindet umfassende Kompetenz, langjährige Erfahrung und modernste Technik zu einem überzeugenden Gesamtkonzept. Das durchdachte Standgerät mit integriertem Sprühgalgen brüht bis zu 12 Küvettenhälften gleichzeitig und vollautomatisch aus. Das innovative Touchscreen-Multifunktionsdisplay erlaubt vielseitige Funktionen und reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung. Gleichzeitig ist der Wapo-Ex 12 besonders langlebig und überzeugt durch effiziente Einsatzplanung, programmierbare Zeitsteuerung und automatische Wachsabreinigung. Zusätzliche Sicherheit garantieren die elektronische Wassermangelanzeige, Leckagemeldung und Zuflussbegrenzung.

- Standgerät zum Ausbrühen von bis zu 12 Küvettenhälften
- Touchscreen-Multifunktionsdisplay für einfachste Handhabung
- effiziente Einsatzplanung durch programmierbare Zeitsteuerung und automatische Wachsabreinigung
- komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Sicherheitseinrichtungen mit optischer und akustische Meldung
- leicht zu pflegen

Technische Daten und Zubehör

Wapo-Ex 12 II	Artikel Nr.: 170970
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	12 A
Leistung	max. 3300 W
Maße B x H (ohne Sprühgalgen) x T	650 x 900 x 620 mm
Maße B x H (mit Sprühgalgen) x T	650 x 1600 x 620 mm
Gewicht	87 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	ca. 50 l
Wasserzulaufmenge	4,5 l / min
Wasserablaufhöhe	470 mm

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Sprühgalgen	830145
Service-Paket (Kalklöser und Wachslöser)	170330
Zuflussschlauch mit Wassereingangsventil und Dichtung	830011
Abflussschlauch mit Schlauchschelle D 12-20 x 9	320061/322006
Sprüharmrohr mit Dichtung	830160
2 Küvettenkörbe	2 x 830205
2 Deckel	830230/830235
Zubehör	Artikel Nr.:
Service-Paket (Kalklöser und Wachslöser)	170330

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Ausbrühen von bis zu 12 Küvettenhälften
- einfache Handhabung
- besonders langlebig und energiesparend durch intelligente Heizungssteuerung und hochwertige Isolierung
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- effiziente Einsatzplanung durch programmierbare Zeitsteuerung und automatische Wachsaureinigung

www.wassermann-dental.com